



## Fjernbetjente signalapparatsystemer med 4-kanals forvarsels fjernbetjent signalapparat Model 14021

WanderGuard™ 4-kanals fjernbetjente signalapparat underretter personalet, hvis en beboer, som bærer en WanderGuard signaleringsenhed nærmer sig eller går ud igennem en WanderGuard overvåget dør.

**Det patenterede forvarselsalarmdisplay hjælper personalet med at overvåge flugter, INDEN de sker med et "gul tilstand" LED display og alarm. Hvis beboeren går ud, skifter forvarslet til en fuld afgangsalarm og et "rødt tilstandsdisplay".**

### Integration

Enhederne kan også integreres med WanderGuard låse og Catch-All™ ikke selektive dørmonitører; der giver fleksible skræddersyede meddelelser om hændelser ved fjernstyrede døre, der ikke er synlige eller let tilgængelige.

### Standardfunktioner

- ▲ 4-dørsdisplay
- ▲ 3-LED pr. overvåget dør
  - Grøn strømindikator
  - Gul forvarselsalarm
  - Rød afgangsalarm
- ▲ 2 tydelige hørlige alarmer for forvarsel og afgang
- ▲ Kompatibel med WanderGuard monitører og tilbehør

### Specifikationer

- ▲ Der kræves ikke separat strømkilde - strømforsynes af dørmonitoren (fælles negativ)
- ▲ Dimensioner - 10" x 2,5" x 1,5"
- ▲ **BEMÆRK: Model 14021 leveres med ledninger med trådtykkelse 22.** Installatøren af systemet skal kontrollere, at det leverede ledningsnet opfylder de lokale brand- og bygningsreglementer.

**STANLEY**

Healthcare Solutions

1550 N. 20th Circle, Lincoln, NE, 68503 USA  
Kontor: 001 402 475 4002 (Engelsk)  
Fax: 001 402 475 4281  
[www.stanleyhealthcare.dk](http://www.stanleyhealthcare.dk)