

Når du er mest interesseret i sikkerhed,
er kvalitet vigtig.

TabSTM
MOBILITY MONITOR



Fordi hver patient og beboer er unik, tilbyder vi alsidige produkter, som kan tilpasses til hver enkelts behov.

Med TABSTM produkter kan du oprette individualiserede plejeplaner, som kan hjælpe dig til at imødekomme standarder for passende kontrol og brug af sikkerhedsudstyr.

Vi vil designe og skræddersy et system, som imødekommer dine krav og budget sammen med den kvalitet, som kun tilbydes af producenterne af WanderGuardTM.



Fra
producenterne af
WanderGuard

Besøg www.stanleyhealthcare.dk

STANLEY[®]

Healthcare Solutions

Faldstyringsværktøjer i høj kvalitet til at hjælpe dig fokus på individualiseret pleje.



TABS Basic Monitor

Model 25000

- Det er let at bruge snore- og clipsovervågning
- Let overførsel mellem seng, rullestol og rum
- Lav batterialarm for ro i sindet



TABS Select Monitor

Model 25011

- Patenteret dobbelt eller selektiv overvågning med snor og clips og TABS Sidekicks trykpude
- Let overførsel mellem seng, rullestol og rum
- Fire forskellige alarmer adskiller overvågede patienter
- Kan tilsluttes til dit eksisterende sygeplejerskeopkaldssystem
- Lav batterialarm for ro i sindet



TABS Professional Monitor

Model 25022

- Hørbar indledende trykopspring
- 110 V strømduelighed
- Overvågning med snor og/eller trykpude med TABS Sidekicks
- Talemeddelelse med indbygget mikrofon kan optages
- Separat indgangsstik til sensorpude
- Fire forskellige alarmtoner
- Nulstiller alarm i løbet af trykpudebrug, når patienten tilbagefører sin vægt til puden.
- To vægmonteringsvalg
- Lav batterialarm for ro i sindet
- Kan tilsluttes til dit eksisterende sygeplejerskeopkaldssystem



TABS Elite Monitor

Model 29800

- Diskret sengeovervågning med TABS trykpude
- Kan tilsluttes til de fleste eksisterende sygeplejerskeopkaldssystemer
- Volumenstyring med stille alarmmulighed (når tilsluttet til sygeplejerskeopkald)
- Tidsforsinkelsesstyring for urolige og rolige patienter
- Strømforsynet med standard 120V udgang



TABS Trykpude

Model 26000 og 26100

- Tvangsfri
- Bibeholder værdighed og privatliv
- Sansbebevægelse som hjælp til at undgå fald
- Diskret overvågning
- Brug på stol eller seng



TABS låseclips til tøj

Findes til alle modeller

TABS monitorer leveres med en begrænset livstidsgaranti*

TABSTM
MOBILITY MONITOR

STANLEY[®]