

Kisses[™] Component voor koppeling van Moeder/Zuigeling

Belangrijkste kenmerken

Automatische indicatie van koppeling

Het Hugs[™]-systeem met Kisses is het enige product dat automatisch een hoorbare indicatie geeft en u waarschuwt als u niet de juiste moeder en de juiste baby hebt gekoppeld. U hoeft niet op knoppen te drukken en er zijn geen wandlampen nodig.



Eenvoudig in gebruik

De Kisses-component is nog gemakkelijker te gebruiken dan de traditionele systemen met koppeling door middel van een band. U hoeft slechts moeder en baby bij elkaar te brengen en u wordt direct gewaarschuwd als ze niet bij elkaar horen.

Werkt overal in het gebied dat door het Hugs-systeem wordt bestreken

Alleen met het Hugs-systeem kan de koppeling van moeder en zuigeling worden uitgevoerd, waar u dat maar wilt binnen het bestreken gebied. Er is geen ongemakkelijke beperking tot enkele locaties.

Patiëntvriendelijk

Het Kisses-label en het Hugs-label zijn beide patiëntvriendelijk. Het weegt slechts zo'n 30 gram en is aantrekkelijk vormgegeven als een klassiek polshorloge. Het Kisses-label is volledig waterproof en kan worden bevestigd met een standaard ziekenhuisband.

Er zijn geen vaste combinaties van moeder- en zuigelinglabels

Het Hugs-label en het Kisses-label worden niet geleverd in vaste, vooraf-gecombineerde sets en ieder Hugs-label kan worden gebruikt met ieder Kisses-label. Dit maakt het beheer van de labels veel gemakkelijker. De labels kunnen worden schoongemaakt en apart worden opgeborgen en weer worden gebruikt wanneer ze nodig zijn.

Werkt bij meervoudige geboorten

Geschikt voor tweelingen, drielingen en andere meervoudige geboorten. Er zijn geen extra stappen of apparaten nodig, behalve een Hugs-label voor iedere zuigeling.

Zo werkt het

De Kisses-component is een onderdeel van het Hugs-zuigelingenbeveiligingssysteem dat automatische melding geeft van koppeling van moeder/zuigeling. Iedere moeder krijgt een klein label (het Kisses-label) dat bij de geboorte wordt gecombineerd met Hugs-label van de zuigeling. Vanaf dat punt blijven de labels gecombineerd gedurende het gehele verblijf in het ziekenhuis. Verpleegkundigen worden met een hoorbare indicator onmiddellijk gewaarschuwd bij een verkeerde koppeling en een koppeling wordt bevestigd als de zuigeling en de moeder enige tijd van elkaar gescheiden zijn geweest.

